

LIERAC

LABORATOIRES



GLOW FRESH

La nouvelle génération de soins
des Laboratoires LIERAC.

Des textures fondantes, ultra fraîches et légères,
pour des résultats visibles dès la première application.
Formulés avec de l'acide hyaluronique et
un extrait de tulipe antioxydant breveté*,
ces soins hydratent, repulpent et illuminent la peau,
tout en aidant à prévenir les premiers signes de l'âge.

Pour une peau durablement fraîche et éclatante.



94% - 98%*
D'INGRÉDIENTS
D'ORIGINE NATURELLE



VEGAN
SANS INGRÉDIENTS
D'ORIGINE ANIMALE



CLEAN
TESTÉ SOUS CONTRÔLE
DERMATOLOGIQUE

	SÉRUM	CRÈMES		SOINS COMPLÉMENTAIRES	
	SÉRUM BOOSTER ÉCLAT ILLUMINE • UNIFIE • REPULPE • HYDRATE	CRÈME REPULPANTE REHYDRATE • REPULPE • ILLUMINE	GEL-CRÈME FRAÎCHEUR HYDRATE • REPULPE • ILLUMINE	LIP GLOSS HYDRATE • REPULPE • SUBLIME	MASQUE EXPRESS REVITALISE • REPULPE • ILLUMINE
	 96% d'ingrédients d'origine naturelle PHC : 1185838	 98% d'ingrédients d'origine naturelle PHC : 1185839 Recharge : 1185840	 97% d'ingrédients d'origine naturelle PHC : 1185841 Recharge : 1185842	 98% d'ingrédients d'origine naturelle PHC : 1185844	 94% d'ingrédients d'origine naturelle PHC : 1185843
Application	Appliquer matin et soir sur le visage et le cou avant la crème.	Appliquer matin et soir sur le visage et le cou.	Appliquer matin et soir sur le visage et le cou.	Appliquer tout au long de la journée, dès que les lèvres ont besoin d'un boost de brillance, couleur et hydratation.	Laisser poser 10 minutes. Faire pénétrer l'excédent ou retirer avec un coton.
Texture	Un gel frais léger.	Une crème confortable et veloutée.	Une crème-gel légère et rafraîchissante.	Texture glossy brillance intense. Fini non collant.	Texture crème-gel ultra-fraîche et enveloppante. Non grasse. Non collante.
Cœur de formule	TULIPE ANTIOXYDANTE (Puissant antioxydant pour prévenir les premiers signes de l'âge) ACIDE HYALURONIQUE (2 AH de poids moléculaires pour hydrater, lisser et repulper)				
Autres actifs	Lumiphenols® (illumine & unifie)	Squalane (nourrit intensément)	Extrait de Bambou (équilibre la production de sébum)	Huile de Macadamia (nourrit)	Acide Hyaluronique BPM (stimule l'hydratation profonde)
Résultats	87% luminosité de la peau ⁽¹⁾ 69% teint unifié ⁽¹⁾ 72H hydratation ⁽²⁾	+35% hydratation ⁽³⁾ +16% fonction barrière améliorée ⁽³⁾	95% peau hydratée ⁽⁴⁾ 95% peau lumineuse ⁽⁴⁾ 95% ridules lissées ⁽⁴⁾ 90% peau repulpée ⁽⁴⁾	+86% éclat ⁽⁵⁾ +71% volume ⁽⁵⁾ 24H hydratation ⁽⁶⁾	90% peau hydratée ⁽⁷⁾ 81% peau revitalisée et éclatante ⁽⁷⁾ 74% grain de peau plus lisse ⁽⁷⁾ 71% peau repulpée ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Évaluation clinique, 33 volontaires, 28 jours - application biquotidienne, % de volontaires ayant une amélioration mesurée instrumentalement. ⁽²⁾ Évaluation clinique, 10 volontaires, 1 application, mesure instrumentale. ⁽³⁾ % de satisfaction. ⁽⁴⁾ Evaluation clinique, 27 volontaires, 28 jours - application biquotidienne, % de satisfaction. ⁽⁵⁾ 1 application, auto-scoring. ⁽⁶⁾ Évaluation clinique, 10 volontaires, 1 application, mesure instrumentale. ⁽⁷⁾ 28 jours, 2 applications par semaine, % de satisfaction.